Installation de R, RStudio et des packages PepsNMR et MBXUCL

Manon Martin

1 Installation de R et RStudio suivant le système d'exploitation

1.1 Installation de R

Sous Windows:

- Chargez la page web: https://cran.r-project.org/bin/windows/base/.
- Cliquez sur Download R 3.5.0 for Windows.

Sous Mac OS X

- Chargez la page web:https://cran.r-project.org/bin/macosx/.
- Téléchargez le fichier suivant: R-3.5.0.pkg.

Sous Linux:

- Chargez la page web: https://cran.r-project.org/bin/linux/.
- Suivez les instruction en fonction de votre distribution Linux.

1.2 Installation de RStudio

- Chargez la page web: https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/.
- Cliquez sur Dowload now de la version RStudio Desktop Open Source License.
- Choisissez la version à installer sous Installers for Supported Platforms suivant votre plateforme.

2 Fichiers rmd

Quelques packages R doivent être installés pour pouvoir lire et compiler des documents .rmd en RStudio. Pour les installer, copiez les lignes de code suivantes dans la Console de RStudio (copier-coller le code et "enter") - voir Figure 1.




Figure 1: Console RStudio

```
install.packages(c("rmarkdown","knitr", "pander"), dependencies = TRUE)
```

3 PepsNMR

3.1 Installation de PepsNMR

- Une fois R et RStudio installés, ouvrir RStudio.
- Pour installer le package PepsNMR, copiez les lignes de code suivantes dans la Console de RStudio (copier-coller le code et "enter").

```
install.packages("devtools", dependencies = TRUE) # package necessaire pour
# installer PepsNMR depuis Github
require(devtools) # chargement du package devtools
install_github("manonmartin/pepsnmr", build_vignettes = TRUE, dependencies = TRUE)
```

3.2 Visualisation de la documentation sur le package

Pour tester si le package a été installé correctement, essayez de faire apparaître la documentation du package en copiant le code suivant dans la Console de RStudio.

```
require(PepsNMR) # chargement du package PepsNMR
vignette("PepsNMR_minimal_example") # chargement de la vignette de PepsNMR
```

4 Installation de MBXUCL

Afin de pouvoir utiliser des outils d'évaluation de la qualité du prétraitement par PepsNMR, le package MBXUCL doit également être installé depuis GitHub en copiant le code suivant de la console:

```
require(devtools) # chargement du package devtools
source("https://bioconductor.org/biocLite.R") # installation d'une dépendance de MBXUCL depuis biocondu
biocLite("ropls")
# Installation de MBXUCL
install_github("manonmartin/mbxucl", build_vignettes = TRUE, dependencies = TRUE)
```

5 Annexe: Informations sur le package PepsNMR

```
library(help = "PepsNMR")
##
        Information on package 'PepsNMR'
##
## Description:
##
## Package:
                       PepsNMR
## Type:
                       Package
## Title:
                       Pre-process 1H-NMR FID signals
## Version:
                       0.1.0
                       2017-04-19
## Date:
## Description:
                       This package provides R functions for common
##
                       pre-procssing steps that are applied on 1H-NMR
##
                       data. It also provides a function to read the
##
                       FID signals directly in the Bruker format.
## License:
                       GPL-2 | file LICENSE
                       Matrix, ptw, ggplot2, gridExtra, matrixStats,
## Imports:
                       reshape2, methods
## Encoding:
                       UTF-8
## NeedsCompilation:
                       R (>= 2.10)
## Depends:
## Suggests:
                       knitr, markdown, rmarkdown
## LazyData:
## Authors@R:
                       c(person("Manon", "Martin", role =
                       c("aut", "cre"), email =
##
##
                       "manon.martin@uclouvain.be"),
                       person("Bernadette", "Govaerts", role =
##
##
                       c("aut", "ths"), email =
##
                       "bernadette.govaerts@uclouvain.be"),
##
                       person("Benoît", "Legat", role =
##
                       c("aut"),email = "benoit.legat@gmail.com"),
##
                       person("Pascal", "de Tullio", role =
                       c("dtc")), person("Bruno", "Boulanger", role =
##
                       c("ctb")), person("Paul H.C.", "Eilers", role
##
##
                       = c("ctb")), person("Julien", "Vanwinsberghe",
                       role = c("ctb")))
##
## Note:
                       This package originates from a previous work
##
                       of Eli Lilly together with Paul Eilers that
##
                       have developed an automated Matlab library
##
                       with innovating methods for 1H-NMR
##
                       pre-treatment that was called "Bubble". (J.
                       Vanwinsberghe. Bubble: development of a matlab
##
##
                       tool for automated 1H-NMR data processing in
```

metabonomics. Master's thesis Strasbourg

University, 2005.)

Contact: Manon Martin <manon.martin@uclouvain.be>,

Bernadette Govaerts

<bernadette.govaerts@uclouvain.be> or Benoît

Legat <benoit.legat@gmail.com>

RoxygenNote: 6.0.1
VignetteBuilder: knitr

Packaged: 2018-05-11 08:37:15 UTC; manon

Author: Manon Martin [aut, cre], Bernadette Govaerts
[aut, ths], Benoît Legat [aut], Pascal de
Tullio [dtc], Bruno Boulanger [ctb], Paul H.C.

Eilers [ctb], Julien Vanwinsberghe [ctb]
Maintainer: Manon Martin <manon.martin@uclouvain.be>
Built: R 3.4.2; ; 2018-05-11 08:37:39 UTC; unix

RemoteType: github

RemoteHost: https://api.github.com

RemoteRepo: pepsnmr
RemoteUsername: manonmartin
RemoteRef: master

RemoteSha: 838fa6f396d54225a4a44b73562a66d21757d0b6

GithubRepo: pepsnmr
GithubUsername: manonmartin
GithubRef: master

GithubSHA1: 838fa6f396d54225a4a44b73562a66d21757d0b6

##

Index:

##

##

Apodization Apodization of the FID

BaselineCorrection Set the baseline to a uniform zero signal.

Bucketing Spectral data reduction

Data_HS_sp FIDs and spectra from the Human Serum database.
Data_HU_sp FIDs and spectra from the Human Urine database.
Draw
Draw signals or their PCA scores/loadings.
DrawPCA Draw the PCA scores or loadings of the signals

DrawSignal Draw Signals

FidData_HS Raw FIDs for the Human Serum database. ## FidData_HU Raw FIDs for the Human Urine database.

FidInfo HS Information about the FIDs for the Human Serum

database.

database

FidInfo_HU_sp Information about the 4 first Human Urine FIDs. ## FinalSpectra_HS Spectra for the Human Serum database after the

advised preprocessing workflow.

FinalSpectra_HU Spectra for the Human Urine database after the

advised preprocessing workflow.

FirstOrderPhaseCorrection

Perform a first order phase correction.

FourierTransform Applies the fourier transforationm to the FIDs.

GroupDelayCorrection Perform a first order phase correction.

Group_HS Class of Human Serum spectra.
Group HU Class of Human Urine spectra.

```
## InternalReferencing
                           Chemical shift referencing.
## NegativeValuesZeroing
                           Zeroing of negative values.
## Normalization
                           Normalizes the spectra
## PepsNMR-package
                           Metabolomic data preprocessing strategy for
                           1H-NMR spectroscopic data
## PreprocessingChain
                           Proprocessing workflow for 1H-NMR data
## ReadFids
                           Read FIDs in Bruker format from a directory
## RegionRemoval
                           Removal of non-informative regions
## SolventSuppression
                           Suppress the Solvent signal present in each
##
                           FID.
## Warping
                           Warping of the spectra
## WindowSelection
                           Spectral window selection
## ZeroOrderPhaseCorrection
                           Zero Order Phase Correction
##
## ZoneAggregation
                           Aggregates the values in a given ppm interval.
## Further information is available in the following vignettes in
```

##
PepsNMR_minimal_example: Vignette Title (source, pdf)

directory '/Users/manon/Library/R/3.4/library/PepsNMR/doc':